

ENDOSS



PRODUKTKATALOG 2025


INHALT

PRODUKTINNOVATION	4	Superfeine Bürste	15
		Superfine Brush.....	15
		ART.NR. 10028.....	15
		Superfine Brush.....	15
		ART.NR. 10023.....	15
		Superfine Brush.....	15
		ART.NR. 10038.....	15
		Push & Pull Bürste	16
		Push & Pull Brush.....	16
		ART.NR. 10055.....	16
		Push & Pull Brush.....	16
		ART.NR. 10050.....	16
		Push & Pull Brush.....	16
		ART.NR. 10030.....	16
		Push & Pull Brush.....	16
		ART.NR. 10040.....	17
		Multipoint Bürste	17
		Multipoint Brush.....	17
		ART.NR. 10056.....	17
		Multipoint Brush.....	17
		ART.NR. 10058.....	17
		Kombiset	18
		Channels + Valves Brush Kit.....	18
		ART.NR. 10075.....	18
		Kombi Bürste	18
		Combi Brush.....	18
		ART.NR. 10065.....	18
		Valves & Ports Bürste	19
		2-sided Brush.....	19
		ART.NR. 10060.....	19
		Übersicht Bürsten	19
		Massgefertigte Reinigungsbürsten	19
REINIGUNG	13		
Ein- und Doppelseitige Bürsten	14		
Single Brush.....	14		
ART.NR. 10010.....	14		
Double Brush.....	14		
ART.NR. 10020.....	14		


TRANSPORT	20
Distalschutz	21
Mesh Protector small red.....	21
ART.NR. 22026.....	21
Mesh Protector large blue.....	21
ART.NR. 22027.....	21
Scope Guard small.....	22
ART.NR. 22006.....	22
Scope Guard medium.....	22
ART.NR. 22007.....	22
Scope Guard large.....	22
ART.NR. 22008.....	22
Smiley Abdeckungen	23
Smiley Abdeckung für Transportwanne 60x40....	23
ART.NR. 22014.....	23
Smiley Abdeckung für Transportwanne 52x42....	23
ART.NR. 22017.....	23
Smiley Abdeckung für Transportwanne 40x30....	23
ART.NR. 22013.....	23
Smiley Abdeckung für Transportwanne 51x51....	24
ART.NR. 22011.....	24
Smiley Abdeckung für Transportwanne (DIN)....	24
ART.NR. 22019.....	24
ÜBER ENDOSS B.V.	25
UNSERE VERTRIEBSPARTNER	25

PRODUKTINNOVATION

Entwerfen und Entwickeln von Produkten ist ein wichtiger Bestandteil von ENDOSS. Durch sorgfältiges Zuhören der Benutzer unserer Produkte bemühen wir uns, sie kontinuierlich zu verbessern. Ebenso wichtig sind die neuen Ideen, die aus Gesprächen entstehen, die wir und unsere Vertriebspartner in Krankenhäusern und Kliniken führen.



2Catch Polyp Trap
In Entwicklung



Tip Protector
In Entwicklung



ENDOSKOPIE

ENDOSS konzentriert sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Einwegprodukten. Wir setzen uns dafür ein, die Patientensicherheit zu erhöhen und das Infektionsrisiko zu senken. Dies geschieht unter anderem, mit den von uns angebotenen Einwegprodukten für flexible Endoskopie.

Alle unsere Produkte sind gemäß dem MDR gelabelt und jede Verpackung ist mit einem GS1 Barcode oder einer Datamatrix (UDI) versehen.

SPÜLSCHLAUCHSYSTEME

ENDOSS bietet Ihnen Einweg-Spülschläuche, die für verschiedene Marken von Pumpen geeignet sind. Um zu verhindern, dass die Mikroorganismen mit dem sterilen Wasser in Berührung kommen, wurde ein Filter im Schraubverschluss eingesetzt. Untersuchungen haben ergeben, dass das Wasser auch nach 24 Stunden noch bakterienfrei ist.

Andere Eigenschaften dieses Artikels sind:

- Einwegartikel (24 Stunden)
- Universelle Abschlusskappe mit Schraubverschluss
- Passend für die meisten bekannten Pumpen
- Filter in der Abschlusskappe, hält steriles Wasser steril
- Rückschlagventil im Anschluss



Einweg-Spülschlauch (24h)

Mit universeller Abschlusskappe für Erbe und Olympus

ART.NR. 30081
VE 4x10

OPTIKSPÜLSYSTEME

Außer Spülschlauchsystemen hat ENDOSS auch Einweg-CO₂-Schläuche und Einweg-Optikspülsysteme. Mit einem extra langen CO₂-Schlauch kann dieses direkt am CO₂-Apparat angeschlossen werden.

Andere Eigenschaften dieses Artikels sind:

- Einwegartikel (24 Stunden)
- Universelle Abschlusskappe mit Schraubverschluss
- Passend für alle bekannte Marken-Endoskope und CO₂-Apparate
- Filter in der Abschlusskappe, hält steriles Wasser steril
- Rückschlagventil im CO₂-Schlauch
- Standard für Olympus, Systeme für andere Marken auf Anfrage erhältlich



Einweg-Optikspülsystem (24h)

Für Olympus, mit Mikronfilter in der Abschlusskappe und langem CO₂-Schlauch

ART.NR. 30096
VE 4x10

VENTILE FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE

Wiederverwendbare Ventile für Endoskope erfordern einen sorgfältigen und aufwändigen Reinigungsprozess. ENDOSS bietet daher praktische Einwegventile an, die zur Patientensicherheit beitragen und eine optimierte Infektionsprävention bieten.

Produktvorteile:

- Sowohl im Set als auch als Einzelartikel erhältlich
- Praktische Handhabung
- Erhöht die Patientensicherheit
- Erhältlich für alle bekannten Endoskop-Marken



Einweg-Ventile-Set

Einweg-Ventile-Set mit Biopsieventil, Jet-Adapter und Luft-, Wasser- und Saugventil für Olympus

ART.NR. 30077
VE 1x50



Einweg-Ventile-Set

Einweg-Ventile-Set mit Biopsieventil und Luft-, Wasser- und Saugventil für Pentax

ART.NR. 30078
VE 1x50



Einweg-Ventile-Set

Einweg-Ventile-Set mit Biopsieventil
und Luft-, Wasser- und Saugventil für Olympus

ART.NR. 30075
VE 1x50



Einweg-Ventile-Set

Einweg-Ventile-Set mit Luft-, Wasser- und Saugventil
für Olympus

ART.NR. 30074
VE 1x50



Einweg-Jet-Adapter Olympus
Für Olympus Endoskope

ART.NR. 30055
VE 1x50



Einweg-Jet-Adapter Pentax
Für Pentax Endoskope

ART.NR. 30054
VE 1x50



Einweg-Biopsieventile
Für Olympus/ Fujinon Endoskope

ART.NR. 30012
VE 4x100



Einweg-Biopsieventile
Für Pentax Endoskope

ART.NR. 30016
VE 4x100

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

Neben Einwegventilen und Spülsystemen bieten wir auch andere Produkte an, die die Patientensicherheit erhöhen und/oder die Arbeit medizinischer Fachkräfte erleichtert.

Dies sind unter anderem:

- Einmal-Beißringe
- UCR-Adapter aus Metall
- Polypenfalle (In Entwicklung)



Einmal-Beißring für Erwachsene

Mit patientenfreundlichem, elastischem Gummiband

ART.NR. 30025
VE 4x100



UCR-Adapter aus Metall, wiederverwendbar

Für den direkten Anschluss an das Einweg-Spülsystem am UCR-Insufflator

ART.NR. 30060
VE 1

| Endoskopie - Zusätzliche Produkte

Während einer Untersuchung sollten sich sowohl der Patient, als auch das Krankenhauspersonal geschützt fühlen. Mit unserer Schutzkleidung bieten wir sowohl Sicherheit als auch Diskretion für den Patienten als auch für Fachkräfte. Auch unsere Beißringe tragen zum optimalen Patientenschutz bei.

Produktvorteile:

- Für einmalige Verwendung
- Verschiedenen Größen auf Anfrage
- Komfortable Passform



Endoskopiehose

Mit Öffnung an der Hinterseite und elastischem Bund

ART.NR. 55015

VE 1x100

Auch Mitarbeiter sollten in der Lage sein, sicher zu arbeiten, ohne z.B. direkt mit organischem Material oder kontaminierten Flüssigkeiten in Berührung zu kommen.

Produktvorteile:

- Sicheres Arbeiten
- Angenehmer Tragekomfort
- Hochwertiges Material



Wasserabweisender Schutzkittel

Mit langen Ärmeln und praktischer Daumenöffnung

ART.NR. 55012

VE 1x100



REINIGUNG

ENDOSS bietet verschiedene Lösungen für eine adäquate Vorreinigung von flexiblen Endoskopen. Hierzu gehören unsere Reinigungsbürsten zur Vorreinigung der Kanäle des Endoskops.

Seit mehr als zehn Jahren liefert ENDOSS Reinigungsbürsten an Kunden in ganz Europa. In diesem Zeitraum haben wir Millionen von Bürsten hergestellt und geliefert. Wir haben ein sehr großes Sortiment an Reinigungsbürsten für alle Arten und Marken von flexiblen Endoskopen.


EIN- UND DOPPELSEITIGE BÜRSTEN

Unterschiedliche Methoden und Endoskope erfordern unterschiedliche Arten von Bürsten. Die ein- und doppelseitige Bürsten dienen zur Kanalreinigung von Endoskopen. Die einseitige Reinigungsbürste kann sowohl in den Kanal eingeführt werden, als auch wieder zurückgezogen werden. Die doppelseitige Reinigungsbürste kann nach dem Einführen in den Kanal auch komplett durchgezogen werden.

Die Bürsten können nach Maß und Kundenwunsch gefertigt werden.


Eigenschaften dieser Bürsten sind:

- Bürste mit 5 mm Durchmesser
- Einfach in der Anwendung
- Die Bürsten können bei der Kanalreinigung sowohl zurückgezogen oder auch durchgezogen werden



Single Brush L230cm

ART.NR. 10010
VE 4x100



Double Brush L230cm


ART.NR. 10020
VE 4x100

SUPERFEINE BÜRSTE

Sehr feine Bürsten ermöglichen die Reinigung der kleinsten Kanäle.


Eigenschaften dieser Bürsten sind:

- Geeignet für Kanaldurchmesser zwischen 1,0 und 1,5 mm
- Individuell verpackt und mit GS1-Code ausgestattet





Superfine Brush L110cm

ART.NR. 10028
VE 1x50



Superfine Brush L230cm

ART.NR. 10023
VE 1x50



Superfine Brush L380cm

ART.NR. 10038
VE 1x50

PUSH & PULL BÜRSTE

Die Push & Pull-Bürsten von ENDOSS sind hochwertige Reinigungsbürsten für Endoskope und bieten ein optimales Reinigungsergebnis nach LOG4. Die Bürste muss durch den gesamten Kanal gezogen werden.


Weitere Vorteile dieser Bürsten:

- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Längen
- Die einmalige Anwendung dieser Reinigungsbürsten reinigt besser als die dreifache Anwendung von herkömmlichen Bürsten
- Einzeln verpackt und mit GS1-Code versehen



Push&Pull Brush L230cm

ART.NR. 10055
VE 4x100



Push&Pull Brush L160cm



ART.NR. 10050
VE 4x100



Push&Pull Brush L160cm

ART.NR. 10030
VE 4x100

Reinigung - Push & Pull und Multipoint Bürste



Push&Pull Brush L120cm


ART.NR. 10040
VE 4x100

MULTIPOINT BÜRSTE

Unsere Multipoint Bürste besteht aus drei Bürsten, jeweils 20 mm lang. Dies garantiert eine verbesserte Reinigungswirksamkeit.



Vorteile dieser Bürsten:

- Drei Bürsten
- Einfach in der Anwendung
- Länge 230 cm



Multipoint Brush L230cm

ART.NR. 10056
VE 4x100



Multipoint Brush L230cm

ART.NR. 10058
VE 4x100

KOMBISET

Da die Push&Pull Bürste oft zusammen mit der zweiseitigen Ventilreinigungsbürste verwendet wird, sind diese zwei Artikel auch als Reinigungsbürsten-Set erhältlich.

Ihre Vorteile:

- Platzersparnis in der Abteilung (weniger Kartons)
- Weniger Bestellnummern



Channels + Valves Brush Kit

10055 - Push&Pull Brush L230cm 5.0mm
 10060 - 2-sided brush 5mm + 11mm


ART.NR. 10075
 VE 4x100

KOMBI BÜRSTE

Die Kombi Bürste ist eine praktische Kanalbürste mit einer Ventilbürste am Ende.

Ihre Vorteile:

- Griff für zusätzlichen Halt beim Zurückziehen
- Kanal- und Ventilbürste in einem



Combi Brush 6mm+11mm

ART.NR. 10065
 VE 4x100

VALVES & PORTS BÜRSTE

Die doppelseitige Bürste ist für die Reinigung der Ventile und Anschlüsse eines Endoskops vorgesehen.

Ihre Vorteile:

- Griff für zusätzlichen Halt
- Zusammen in einer Spenderbox verpackt
- Zwei Bürstendurchmesser in einem



2-Sided Brush 5mm+11mm

ART.NR. 10060
VE 4x100

ÜBERSICHT BÜRSTEN

DRAHT LÄNGE	Ø BÜRSTE 1.5 MM	Ø BÜRSTE 3.0 MM	Ø BÜRSTE 4.0 MM	Ø BÜRSTE 5.0 MM	Ø BÜRSTE 6.0 MM	Ø BÜRSTE 11.0 MM
110 CM	• SUPERFINE 10028					
120 CM		• PUSH&PULL 10040				
160 CM		• PUSH&PULL 10030		• PUSH&PULL 10050		
230 CM	• SUPERFINE 10023		• MULTIPOINT 10056	• SINGLE 10010 • DOUBLE 10020 • PUSH&PULL 10055	• MULTIPOINT 10058 • COMBI 10065	
380 CM	• SUPERFINE 10038					
VENTILE				• 2-SIDED 10060		• 2-SIDED 10060 • COMBI 10065

MASSGEFERTIGTE REINIGUNGSBÜRSTEN

Sind Sie auf der Suche nach einer bestimmten Bürste, die Sie in unserer Broschüre nicht finden können? Kein Problem, wir fertigen auch kundenspezifische Bürsten in allen Formen und Größen.



TRANSPORT


ENDOSS bietet Lösungen für den Transport und die sorgfältige Markierung von kontaminierten und sterilen Instrumenten. Auch für den Schutz von Hilfsmitteln beim Transport bieten wir verschiedene Lösungen an.

DISTALSCHUTZ

Distalprotektoren wie Schutzschäume und Schutznetze sorgen dafür, dass Endoskope und/oder andere medizinische Instrumente beim Transport oder bei der Handhabung nicht beschädigt werden. Wir haben verschiedene Produkte aus unterschiedlichen Materialien zum Distalschutz in unserem Sortiment.


Eigenschaften unserer Distalschutzprodukte

- EO behandelt
- Geeignet für alle Endoskopgrößen
- Feuchtigkeitsdurchlässige Distalschutz-Netze
- Schwamm-Protektoren, die Feuchtigkeit aufnehmen



Mesh Protector small red

ART.NR. 22026
VE 4x100



Mesh Protector large blue

ART.NR. 22027
VE 4x100



Scope Guard small
Auch zur Reinigung des Endoskops geeignet

ART.NR. 22006
VE 4x50



Scope Guard medium
Auch zur Reinigung des Endoskops geeignet

ART.NR. 22007
VE 4x50



Scope Guard Large
Auch zur Reinigung des Endoskops geeignet

ART.NR. 22008
VE 4x50

SMILEY ABDECKUNGEN

Unsere Smiley Abdeckungen sind auf dem deutschsprachigen Markt seit 2023 für Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich erhältlich. Diese Abdeckungsfolien mit Smiley dienen der korrekten Kennzeichnung von verunreinigten und/oder sterilen Instrumenten. In unserem Sortiment finden Sie mehrere Größen für unterschiedliche Transportbehälter.

Vorteile unserer Smiley Abdeckungen:

- EO behandelt
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Smileys auf allen Seiten



Smiley Abdeckung für Transportwanne 60x40

ART.NR. 22014
VE 4x50



Smiley Abdeckung für Transportwanne 52x42

ART.NR. 22017
VE 4x50



Smiley Abdeckung für Transportwanne 40x30

ART.NR. 22013
VE 2x50



Smiley Abdeckung für Transportwanne 51x51

ART.NR. 22011
VE 1x300



Smiley Abdeckung für Transportwanne 48x25x10 (DIN)

ART.NR. 22019
VE 4x50


ÜBER ENDOSS B.V.

ENDOSS ist ein führender niederländischer Hersteller und Distributor von medizinischen Geräten, spezialisiert auf flexible Endoskopie, Patientensicherheit und Infektionsprävention. Seit 2008 liefern wir unsere hochwertigen Produkte an Krankenhäuser, Kliniken und Praxen weltweit.

Wir betreiben eigene Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland, während wir in anderen Ländern mit exklusiven Vertriebspartnern zusammenarbeiten.

ENDOSS steht für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Innovation.

HIER FINDEN SIE UNSERE WELTWEITEN VERTRIEBSPARTNER



DIE NIEDERLANDE

ENDOSS BV
Minervum 7166b
4817 ZN Breda, Die Niederlande

+31 (0)76 53 09 268
info@endoss.nl
www.endoss.nl

DEUTSCHLAND

ENDOSS GmbH
Viktoriastraße 10
46483 Wesel, Deutschland

+49 (0)281 97 45 3001
office@endoss.de
www.endoss.de