

# ENDOSS



## PRODUKTKATALOG 2025

# INHALT

<b>Produktinnovation</b> .....	<b>4</b>	<b>REINIGUNG</b> .....	<b>13</b>
2Catch Polyp Trap.....	4	<b>Ein- und doppelseitige bürsten</b> .....	<b>14</b>
Tip Beschermmer .....	4	Single Brush L230cm .....	14
		ART. NR. 10010 .....	14
<b>ENDOSKOPIE</b> .....	<b>5</b>	Double Brush L230cm .....	14
		ART. NR. 10020 .....	14
<b>Spülschlauchsysteme</b> .....	<b>6</b>	<b>Superfeine Bürste</b> .....	<b>15</b>
Einweg-Spülschlauch (24h).....	6	Superfine Brush L110cm .....	15
ART. NR. 30081 .....	6	ART. NR. 10028 .....	15
		Superfine Brush L230cm.....	15
<b>Optikspülsysteme</b> .....	<b>7</b>	ART. NR. 10023 .....	15
Einweg-Optikspülsystem (24h).....	7	Superfine Brush L380cm.....	15
ART. NR. 30096.....	7	ART. NR. 10038 .....	15
		<b>Push &amp; Pull Bürste</b> .....	<b>16</b>
<b>Ventile für flexible Endoskope</b> .....	<b>8</b>	Push&Pull Brush L230cm .....	16
Einweg-Ventile-Set.....	8	ART. NR. 10055 .....	16
ART. NR. 30077 .....	8	Push&Pull Brush L160cm .....	16
Einweg-Ventile-Set.....	8	ART. NR. 10050 .....	16
ART. NR. 30078 .....	8	Push&Pull Brush L160cm .....	16
Einweg-Ventile-Set.....	9	ART. NR. 10030 .....	16
ART. NR. 30075 .....	9	Push&Pull Brush L120cm .....	17
Einweg-Ventile-Set.....	9	ART. NR. 10040 .....	17
ART. NR. 30074 .....	9	<b>Multipoint Bürste</b> .....	<b>17</b>
Einweg-Jet-Adapter Olympus.....	9	Multipoint Brush L230cm.....	17
ART. NR. 30055 .....	9	ART. NR. 10056 .....	17
Einweg-Jet-Adapter Pentax.....	10	Multipoint Brush L230cm.....	17
ART. NR. 30054 .....	10	ART. NR. 10058 .....	17
Einweg-Biopsieventile .....	10	<b>Zusätzliche Produkte</b> .....	<b>11</b>
ART. NR. 30012 .....	10	Einmal-Beißring für Erwachsene .....	11
Einweg-Biopsieventile .....	10	ART. NR. 30025 .....	11
ART. NR. 30016 .....	10	UCR-Adapter aus Metall, wiederverwendbar	11
		ART. NR. 30060 .....	11
		Endoskopiehose .....	12
		ART. NR. 55015 .....	12
		<b>Kombiset</b> .....	<b>18</b>
		Channels + Valves Brush Kit .....	18
		ART. NR. 10075 .....	18

<b>Kombi Bürste</b> .....	<b>18</b>
Combi Brush 6mm+11mm .....	18
ART. NR. 10065 .....	18
<b>Valves &amp; Ports Bürste</b> .....	<b>19</b>
2-sided Brush 5mm+11mm .....	19
ART. NR. 10060.....	19
<b>Übersicht Bürsten</b> .....	<b>19</b>
<b>Massgefertigte Reinigungsbürsten</b> ....	<b>19</b>
<b>TRANSPORT</b> .....	<b>20</b>
<b>Distalschutz</b> .....	<b>21</b>
Mesh Protector small red .....	21
ART. NR. 22026.....	21
Mesh Protector large blue .....	21
ART. NR. 22027.....	21
Scope Guard small.....	22
ART. NR. 22006.....	22
Scope Guard medium .....	22
ART. NR. 22007.....	22
Scope Guard Large .....	22
ART. NR. 22008.....	22
<b>Smiley Abdeckungen</b> .....	<b>23</b>
Smiley Abdeckung 60x40 .....	23
ART. NR. 22014.....	23
Smiley Abdeckung 52x42 .....	23
ART. NR. 22017.....	23
Smiley Abdeckung 40x30 .....	23
ART. NR. 22013.....	23
Smiley Abdeckung 51x51 .....	24
ART. NR. 22011.....	24
Smiley Abdeckung 48x25x10cm .....	24
ART. NR. 22019.....	24
<b>ÜBER ENDOSS B.V.</b> .....	<b>25</b>

## PRODUKTINNOVATION

---

Entwerfen und Entwickeln von Produkten ist ein wichtiger Bestandteil von ENDOSS. Durch sorgfältiges Zuhören der Benutzer unserer Produkte bemühen wir uns, sie kontinuierlich zu verbessern. Ebenso wichtig sind die neuen Ideen, die aus Gesprächen entstehen, die wir und unsere Vertriebspartner in Krankenhäusern und Kliniken führen.

---




---

### 2Catch Polyp Trap

In Entwicklung

---



---

### Tip Beschermer

In Entwicklung

---



# ENDOSKOPIE

ENDOSS konzentriert sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Einwegprodukten.

Wir setzen uns dafür ein, die Patientensicherheit zu erhöhen und das Infektionsrisiko zu senken. Dies geschieht unter anderem, mit den von uns angebotenen Einwegprodukten für flexible Endoskopie.

Alle unsere Produkte sind gemäß dem MDR gelabelt und jede Verpackung ist mit einem GS1 Barcode oder einer Datamatrix (UDI) versehen.

## SPÜLSCHLAUCHSYSTEME

ENDOSS bietet Ihnen Einweg-Spülschläuche, die für verschiedene Marken von Pumpen geeignet sind. Um zu verhindern, dass die Mikroorganismen mit dem sterilen Wasser in Berührung kommen, wurde ein Filter im Schraubverschluss eingesetzt. Untersuchungen haben ergeben, dass das Wasser auch nach 24 Stunden noch bakterienfrei ist.

Andere Eigenschaften dieses Artikels sind:

- Einwegartikel (24 Stunden)
- Universelle Abschlusskappe mit Schraubverschluss
- Passend für die meisten bekannten Pumpen
- Filter in der Abschlusskappe, hält steriles Wasser steril
- Rückschlagventil im Anschluss



### Einweg-Spülschlauch (24h)

Mit universeller Abschlusskappe für Erbe und Olympus


ART. NR. 30081  
VE 4x10

## OPTIKSPÜLSYSTEME

Außer Spülschlauchsystemen hat ENDOSS auch Einweg-CO<sub>2</sub>-Schläuche und Einweg-Optikspülsysteme. Mit einem extra langen CO<sub>2</sub>-Schlauch kann dieses direkt am CO<sub>2</sub>-Apparat angeschlossen werden.

Andere Eigenschaften dieses Artikels sind:

- Einwegartikel (24 Stunden)
- Universelle Abschlusskappe mit Schraubverschluss
- Passend für alle bekannte Marken-Endoskope und CO<sub>2</sub>-Apparate
- Filter in der Abschlusskappe, hält steriles Wasser steril
- Rückschlagventil im CO<sub>2</sub>-Schlauch
- Standard für Olympus, Systeme für andere Marken auf Anfrage erhältlich



### Einweg-Optikspülsystem (24h)

Für Olympus, mit Mikronfilter in der Abschlusskappe und langem CO<sub>2</sub>-Schlauch

ART. NR. 30096  
VE 4x10

## VENTILE FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE

Wiederverwendbare Ventile für Endoskope erfordern einen sorgfältigen und aufwändigen Reinigungsprozess. ENDOSS bietet daher praktische Einwegventile an, die zur Patientensicherheit beitragen und eine optimierte Infektionsprävention bieten.

Produktvorteile:

- Sowohl im Set als auch als Einzelartikel erhältlich
- Praktische Handhabung
- Erhöht die Patientensicherheit
- Erhältlich für alle bekannten Endoskop-Marken



### Einweg-Ventile-Set

Einweg-Ventile-Set mit Biopsieventil, Jet-Adapter und Luft-, Wasser- und Saugventil für Olympus

ART. NR. 30077  
VE 1x50



### Einweg-Ventile-Set

Einweg-Ventile-Set mit Biopsieventil und Luft-, Wasser- und Saugventil für Pentax

ART. NR. 30078  
VE 1x50



**Einweg-Ventile-Set**

Einweg-Ventile-Set mit Biopsieventil und Luft-, Wasser- und Saugventil für Olympus

ART. NR. 30075  
VE 1x50



**Einweg-Ventile-Set**

Einweg-Ventile-Set mit Luft-, Wasser- und Saugventil für Olympus

ART. NR. 30074  
VE 1x50



**Einweg-Jet-Adapter Olympus**  
Für Olympus Endoskope

ART. NR. 30055  
VE 1x50



**Einweg-Jet-Adapter Pentax**  
Für Pentax Endoskope

ART. NR. 30054  
VE 1x50



**Einweg-Biopsieventile**  
Für Olympus/ Fujinon Endoskope

ART. NR. 30012  
VE 4x100



**Einweg-Biopsieventile**  
Für Pentax Endoskope

ART. NR. 30016  
VE 4x100

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

Neben Einwegventilen und Spülsystemen bieten wir auch andere Produkte an, die die Patientensicherheit erhöhen und/oder die Arbeit medizinischer Fachkräfte erleichtert.

Dies sind unter anderem:

- Einmal-Beißringe
- UCR-Adapter aus Metall
- Polypenfalle (In Entwicklung)



### Einmal-Beißring für Erwachsene

Mit patientenfreundlichem, elastischem Gummiband

ART. NR. 30025

VE 4x100



### UCR-Adapter aus Metall, wiederverwendbar

Für den direkten Anschluss an das Einweg-Spülsystem am UCR-Insufflator

ART. NR. 30060

VE 1

Während einer Untersuchung sollten sich sowohl der Patient, als auch das Krankenhauspersonal geschützt fühlen. Mit unserer Schutzkleidung bieten wir sowohl Sicherheit als auch Diskretion für den Patienten als auch für Fachkräfte. Auch unsere Beißringe tragen zum optimalen Patientenschutz bei.

Produktvorteile:

- Für einmalige Verwendung
- Verschiedenen Größen auf Anfrage
- Komfortable Passform



### Endoskopiehose

Mit Öffnung an der Hinterseite und elastischem Bund

ART. NR. 55015

VE 1x100

Ook medewerkers dienen veilig te kunnen werken zonder direct in aanraking te komen met lichamelijk  
Auch Mitarbeiter sollten in der Lage sein, sicher zu arbeiten, ohne z.B. direkt mit organischem Material oder  
konta-minierten Flüssigkeiten in Berührung zu kommen.

Produktvorteile:

- Sicheres Arbeiten
- Angenehmer Tragekomfort
- Hochwertiges Material



## REINIGUNG

ENDOSS bietet verschiedene Lösungen für eine adäquate Vorreinigung von flexiblen Endoskopen. Hierzu gehören unsere Reinigungsbürsten zur Vorreinigung der Kanäle des Endoskops.

Seit mehr als zehn Jahren liefert ENDOSS Reinigungsbürsten an Kunden in ganz Europa. In diesem Zeitraum haben wir Millionen von Bürsten hergestellt und geliefert. Wir haben ein sehr großes Sortiment an Reinigungsbürsten für alle Arten und Marken von flexiblen Endoskopen.


## EIN- UND DOPPELSEITIGE BÜRSTEN

Unterschiedliche Methoden und Endoskope erfordern unterschiedliche Arten von Bürsten. Die ein- und doppel-seitige Bürsten dienen zur Kanalreinigung von Endoskopen. Die einseitige Reinigungsbürste kann sowohl in den Kanal eingeführt werden, als auch wieder zurückgezogen werden. Die doppelseitige Reinigungsbürste kann nach dem Einführen in den Kanal auch komplett durchgezogen werden.

Die Bürsten können nach Maß und Kundenwunsch gefertigt werden.


Eigenschaften dieser Bürsten sind:

- Bürste mit 5 mm Durchmesser
- Einfach in der Anwendung
- Die Bürsten können bei der Kanalreinigung sowohl zurückgezogen oder auch durchgezogen werden



**Single Brush L230cm**

ART. NR. 10010  
VE 4x100



**Double Brush L230cm**

ART. NR. 10020  
VE 4x100

**SUPERFEINE BÜRSTE**

Sehr feine Bürsten ermöglichen die Reinigung der kleinsten Kanäle.

Eigenschaften dieser Bürsten sind:

- Geeignet für Kanaldurchmesser zwischen 1,0 und 1,5 mm
- Individuell verpackt und mit GS1-Code ausgestattet



**Superfine Brush L110cm**

ART. NR. 10028  
VE 1x50



**Superfine Brush L230cm**

ART. NR. 10023  
VE 1x50



**Superfine Brush L380cm**

ART. NR. 10038  
VE 1x50

## PUSH & PULL BÜRSTE

Die Push & Pull-Bürsten von ENDOSS sind hochwertige Reinigungsbürsten für Endoskope und bieten ein optimales Reinigungsergebnis nach LOG4. Die Bürste muss durch den gesamten Kanal gezogen werden.


Weitere Vorteile dieser Bürsten:

- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Längen
- Die einmalige Anwendung dieser Reinigungsbürsten reinigt besser als die dreifache Anwendung von herkömmlichen Bürsten
- Einzeln verpackt und mit GS1-Code versehen



**Push&Pull Brush L230cm**

ART. NR. 10055  
VE 4x100



**Push&Pull Brush L160cm**



ART. NR. 10050  
VE 4x100



**Push&Pull Brush L160cm**

ART. NR. 10030  
VE 4x100

**Reinigung - Push & Pull und Multipoint Bürste**



**Push&Pull Brush L120cm**



ART. NR. 10040  
VE 4x100

**MULTIPOINT BÜRSTE**

Unser rste besteht aus drei Bürsten, jeweils 20 mm lang. Dies garantiert eine verbesserte Reinigungswirksamkeit.


Vorteile dieser Bürsten:

- Drei Bürsten
- Einfach in der Anwendung
- Länge 230 cm



**Multipoint Brush L230cm**

ART. NR. 10056  
VE 4x100



**Multipoint Brush L230cm**

ART. NR. 10058  
VE 4x100

## KOMBISET

Da die Push&Pull Bürste oft zusammen mit der zweiseitigen Ventilreinigungsbürste verwendet wird, sind diese zwei Artikel auch als Reinigungsbürsten-Set erhältlich.

Ihre Vorteile:

- Platzersparnis in der Abteilung (weniger Kartons)
- Weniger Bestellnummern



### Channels + Valves Brush Kit

10055 - Push&Pull Brush L230cm Brush Ø 5.0mm  
 10060 - 2-sided brush Ø 5mm + 11mm

ART. NR. 10075  
 VE 4x150

## KOMBI BÜRSTE

Die Kombi Bürste ist eine praktische Kanalbürste mit einer Ventilbürste am Ende.

Ihre Vorteile:

- Griff für zusätzlichen Halt beim Zurückziehen
- Kanal- und Ventilbürste in einem



### Combi Brush 6mm+11mm

ART. NR. 10065  
 VE 4x100

## VALVES & PORTS BÜRSTE

Die doppelseitige Bürste ist für die Reinigung der Ventile und Anschlüsse eines Endoskops vorgesehen.

Ihre Vorteile:

- Griff für zusätzlichen Halt
- Zusammen in einer Spenderbox verpackt
- Zwei Bürstendurchmesser in einem



**2-sided Brush 5mm+11mm**

ART. NR. 10060  
VE 4x100

## ÜBERSICHT BÜRSTEN

DRAHT LÄNGE	Ø BÜRSTE 1.5 MM	Ø BÜRSTE 3.0 MM	Ø BÜRSTE 4.0 MM	Ø BÜRSTE 5.0 MM	Ø BÜRSTE 6.0 MM	Ø BÜRSTE 11.0 MM
110 CM	SUPERFINE 10028					
120 CM		PUSH&PULL 10040				
160 CM		PUSH&PULL 10030		PUSH&PULL 10050		
230 CM	SUPERFINE 10023		MULTIPOINT 10056	SING LE 10010 DOUBLE 10020 PUSH&PULL 10055	MULTIPOINT 10058 COMBI 10065	
380 CM	SUPERFINE 10038					
VENTIELEN				2-SIDED 10060		2-SIDED 10060 COMBI 10065

## MASSGEFERTIGTE REINIGUNGSBÜRSTEN

Sind Sie auf der Suche nach einer bestimmten Bürste, die Sie in unserer Broschüre nicht finden können? Kein Problem, wir fertigen auch kundenspezifische Bürsten in allen Formen und Größen.



# TRANSPORT

ENDOSS bietet Lösungen für den Transport und die sorgfältige Markierung von kontaminierten und sterilen Instrumenten. Auch für den Schutz von Hilfsmitteln beim Transport bieten wir verschiedene Lösungen an.

**DISTALSCHUTZ**

Distalprotektoren wie Schutzschäume und Schutznetze sorgen dafür, dass Endoskope und/oder andere medizinische Instrumente beim Transport oder bei der Handhabung nicht beschädigt werden. Wir haben verschiedene Produkte aus unterschiedlichen Materialien zum Distalschutz in unserem Sortiment.

Eigenschaften unserer Distalschutzprodukte:

- EO behandelt
- Geeignet für alle Endoskopgrößen
- Feuchtigkeitsdurchlässige Distalschutz-Netze
- Schwamm-Protektoren, die Feuchtigkeit aufnehmen



**Mesh Protector small red**

ART. NR. 22026  
VE 4x100



**Mesh Protector large blue**

ART. NR. 22027  
VE 4x100



**Scope Guard small**  
Auch zur Reinigung des Endoskops geeignet

ART. NR. 22006  
VE 4x50



**Scope Guard medium**  
Auch zur Reinigung des Endoskops geeignet

ART. NR. 22007  
VE 4x50



**Scope Guard Large**  
Auch zur Reinigung des Endoskops geeignet

ART. NR. 22008  
VE 4x50

**SMILEY ABDECKUNGEN**

Unsere Smiley Abdeckungen sind auf dem deutschsprachigen Markt seit 2023 für Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich erhältlich. Diese Abdeckungsfolien mit Smiley dienen der korrekten Kennzeichnung von verunreinigten und/oder sterilen Instrumenten. In unserem Sortiment finden Sie mehrere Größen für unterschiedliche Transportbehälter.

Vorteile unserer Smiley Abdeckungen:

- EO behandelt
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Smileys auf allen Seiten



**Smiley Abdeckung für Transportwanne 60x40**

ART. NR. 22014  
VE 4x50



**Smiley Abdeckung für Transportwanne 52x42**

ART. NR. 22017  
VE 4x50



**Smiley Abdeckung für Transportwanne 40x30**

ART. NR. 22013  
VE 2x50



**Smiley Abdeckung für Transportwanne 51x51**

ART. NR. 22011  
VE 1x300



**Smiley Abdeckung für Transportwanne 48x25x10cm (DIN)**


ART. NR. 22019  
VE 4x50

## ÜBER ENDOSS B.V.

ENDOSS ist ein führender niederländischer Hersteller und Distributor von medizinischen Geräten, spezialisiert auf flexible Endoskopie, Patientensicherheit und Infektionsprävention. Seit 2008 liefern wir unsere hochwertigen Produkte an Krankenhäuser, Kliniken und Praxen weltweit.

ENDOSS steht für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Innovation.

## HIER FINDEN SIE UNSERE WELTWEITEN VERTRIEBSPARTNER



### DIE NIEDERLANDE

ENDOSS B.V.  
Ambachtsweg 4  
4854 MK Bavel  
DIE NIEDERLANDE  
[www.endoss.nl](http://www.endoss.nl)

**Customer service**  
**+31-76-303 0343**  
**[order@endoss.nl](mailto:order@endoss.nl)**

Allgemeine Fragen  
+31-76-530 9268  
[info@endoss.nl](mailto:info@endoss.nl)