

ENDOSS



PRODUCT CATALOGUS 2026

ENDOSCOPIE



Single-use biopsieventiel Olympus/Fujinon
Voor Olympus/Fujinon endoscopen

ART. NR. 30012
VE 4x100



Single-use biopsieventiel Pentax
Voor Pentax endoscopen

ART. NR. 30016
VE 4x100



Single-use bijtring voor volwassenen
Met patiëntvriendelijke elastieken hoofdband

ART. NR. 30025
VE 4x100



Onderzoeksbroek endoscopie
Met opening aan de achterkant en elastieken band

ART. NR. 55015
VE 1x100



Pre Clean Kit

Voorreiniging direct na het onderzoek. Voeg 500ml water toe.

**ART. NR. 80014
VE**



Sampling Kit
Olympus®

**ART. NR. 40118
VE 10 x 1**

BORSTELS / RAGERS

SINGLE EN DOUBLE BRUSH

Verschillende werkwijzen en endoscopen vragen om verschillende type ragers. De Single en Double Brush zijn ragers die gebruikt kunnen worden voor het voorreinigen van de kanalen van de endoscoop. De Single Brush kan ingevoerd worden en teruggehaald als methode en de Double Brush kan ingevoerd worden en doorgehaald worden.

Naar wens van de klant kunnen ragers op maat gemaakt worden.

Kenmerken van deze ragers zijn:

- 5mm diameter borstel
- Gemakkelijk in gebruik
- Geschikt voor zowel doorhalen als terughalen



Single Brush L230cm
Voor Olympus/Fujinon endoscopen

ART. NR. 10010
VE 4x100

Double Brush L230cm
Voor Pentax endoscopen


ART. NR. 10020
VE 4x100

SUPERFINE BRUSH

Zeer fijne borstels maken het mogelijk de kleinste kanalen te reinigen.

Kenmerken van deze ragers zijn:

- Geschikt voor kanaaldiameter tussen 1,0 en 1,5mm
- Per stuk verpakt en voorzien van GS1 code



Superfine Brush L110cm

Voor Olympus/Fujinon endoscopen

ART. NR. 10028

VE 1x50

Superfine Brush L230cm of L380cm

Voor Pentax endoscopen

ART. NR. 10023


VE 1x50

PUSH & PULL RAGERS

De Push & Pull ragers van ENDOSS bieden een uitstekende kwaliteit en reinigingsresultaat van LOG4. De ragers dienen door het hele kanaal heen getrokken te worden.


Kenmerken van deze ragers:

- Significant beter reinigingsresultaat LOG4
- Beschikbaar in verschillende diameters en lengtes
- Eén keer ragen reinigt beter dan drie keer traditioneel ragen
- Per stuk verpakt en voorzien van GS1 code



Push&Pull Brush L230cm

ART. NR. 10055
VE 4x100



Push&Pull Brush L160cm



ART. NR. 10050
VE 4x100



Push&Pull Brush L160cm

ART. NR. 10030
VE 4x100

Borstels / Ragers



Push&Pull Brush L120cm



ART. NR. 10040
VE 4x100

MULTIPOINT BRUSH

Deze ragers zijn voorzien van drie borsteldelen. Aan beide uiteinden en één op circa 20cm van het uiteinde. Hiermee is een betere reiniging mogelijk.



Kenmerken van deze ragers zijn:

- Drie borstels
- Gemakkelijk in gebruik
- Lengte 230cm



Multipoint Brush L230cm

ART. NR. 10056
VE 4x100



Multipoint Brush L230cm


ART. NR. 10058
VE 4x100

COMBI KIT

Omdat vaak zowel de Push&Pull rager gebruikt wordt als de 2-sided brush voor de ventielen hebben wij deze twee artikelen ook als kit beschikbaar.

Voordelen hiervan:

- Ruimtebesparing op de afdeling (minder dozen)
- Minder bestelnummers
- Minder risico op hergebruik



Channels + Valves Brush Kit

Combination van art. nr. 10055 en 10060

ART. NR. 10075
VE 4x100

Combination van art. nr. 10050 en 10060

ART. NR. 10077
VE 4x100

COMBI BRUSH

De Combi Brush is een handige enkele kanaalborstel met ventielborstel aan het uiteinde.

Voordelen:

- Handvat voor extra grip bij het terughalen
- Ventiel en kanaalborstel in één



Combi Brush 6mm+11mm

ART. NR. 10065
VE 4x100

VALVES & PORTS BRUSH

De 2-sided brush is bedoeld voor de reiniging van de ventielopeningen.

Voordelen:

- Handvat voor extra grip
- Samen verpakt in dispenserdoos
- Twee borsteldiameters in één



2-sided Brush 5mm+11mm

ART. NR. 10060
VE 4x100

OVERZICHT RAGERS AANBOD

DRAAD LENGTE	Ø BORSTEL 1.5 MM	Ø BORSTEL 3.0 MM	Ø BORSTEL 4.0 MM	Ø BORSTEL 5.0 MM	Ø BORSTEL 6.0 MM	Ø BORSTEL 11.0 MM
110 CM	SUPERFINE 10028					
120 CM		PUSH&PULL 10040				
160 CM		PUSH&PULL 10030		PUSH&PULL 10050		
230 CM	SUPERFINE 10023		MULTI-POINT 10056	SINGLE 10010 DOUBLE 10020 PUSH&PULL 10055	MULTI-POINT 10058 COMBI 10065	
380 CM	SUPERFINE 10038					
VENTIE-LEN				2-SIDED 10060		2-SIDED 10060 COMBI 10065

RAGERS OP MAAT

Bent u op zoek naar een specifieke rager maar kunt u deze niet terugvinden in onze brochure? Geen probleem, wij maken ook ragers op maat in allerlei vormen en maten.

TRANSPORT

TIPBESCHERMERS

Tipbeschermers zorgen ervoor dat endoscopen en/of hulpmiddelen gedurende transport en gebruik niet beschadigd kunnen raken. Wij hebben verschillende types in ons assortiment gemaakt van verschillend materiaal.


Kenmerken van onze tipbeschermers:

- EO Behandeld
- Geschikt voor alle maten endoscopen
- Een vocht doorlatend type
- Een type wat ook gebruikt kan worden als spons



Mesh Protector small red

ART. NR. 22026
VE 4x100



Mesh Protector large blue

ART. NR. 22027
VE 4x100



Scope Guard small

Ook geschikt voor het afnemen van de endoscoop

ART. NR. 22006
VE 4x50



Scope Guard medium

Ook geschikt voor het afnemen van de endoscoop

ART. NR. 22007
VE 4x50



Scope Guard Large

Ook geschikt voor het afnemen van de endoscoop

ART. NR. 22008
VE 4x50

SMILEY HOEZEN

Voor een juiste markering van vuil en schoon gedurende transport en opslag bieden wij smiley hoezen aan. Wij hebben allerlei maten beschikbaar voor transportbakken.

Voordelen van onze smiley hoezen:

- EO Behandeld
- Verschillende maten beschikbaar
- Smileys aan alle zijdes



Smiley hoes voor transportbak 60x40 cm

ART. NR. 22014
VE 4x50



Smiley hoes voor transportbak 52x42 cm

ART. NR. 22017
VE 4x50



Smiley hoes voor transportbak 40x30 cm

ART. NR. 22013
VE 2x50



Smiley hoes voor transportbak 51x51 cm

ART. NR. 22011
VE 1x300



Smiley hoes voor transportbak 57x54 cm

**) afbeelding kan afwijken*

ART. NR. 22015
VE 1x300



Smiley hoes voor transportbak 43x55 cm

**) afbeelding kan afwijken*


ART. NR. 22016
VE 1x300

OVER ENDOSS B.V.

ENDOSS is een toonaangevende Nederlandse fabrikant & distributeur van medische hulpmiddelen, gespecialiseerd in flexibele endoscopie, patiëntveiligheid en infectiepreventie. Sinds 2008 leveren wij onze hoogwaardige producten aan ziekenhuizen, klinieken en praktijken wereldwijd.

ENDOSS staat voor betrouwbaar, veilig, gebruiksvriendelijk en innovatief.

HIER VIND JE ONZE WERELDWIJDE VERKOOPPARTNERS



ENDOSS B.V.

Ambachtsweg 4 | 4854 MK Bavel
www.endoss.nl | www.endoss-medical.com

CUSTOMER SERVICE

+31 (0)76-303 0343
order@endoss.nl

ALGEMENE INFO

+31 (0)76 - 53 09 268
info@endoss.nl