

ENDOSS SAMPLING KIT



FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE

Zuverlässige Probenahme

Das Endoss Sampling Kit ist ein steriles Einweg-Kit für die mikrobiologische Probenahme aller Kanäle von flexiblen Endoskopen. Alle Konnektoren werden direkt an das Endoskop angeschlossen. Mit dem rotierenden Kanalwähler können die Kanäle schrittweise einzeln beprobt werden, ohne dass Konnektoren oder die Spritze abgekoppelt werden müssen.

Dies unterstützt eine standardisierte und reproduzierbare Arbeitsweise.

Das Endoss Sampling Kit wurde auf Basis klinischer Praxiserfahrung entwickelt und unterstützt international angewendete Probenahmemethoden. Diese Version ist für die am häufigsten verwendeten flexiblen Endoskope von Olympus® geeignet.



Eine **Spritze**
für die gesamte
Probenahme



Geschlossenes System

Das Endoss Sampling Kit verwendet zur Probenahme ein geschlossenes System mit steriler Extraktionsflüssigkeit und gefilterter Luft. Damit wird die Kontamination durch Umgebungs- und Hautflora minimiert.

Merkmale des Systems

- Durchfluss von Extraktionsflüssigkeit und Luft ohne Abkoppeln der Spritze.
- Rückflusssicherung verhindert das Zurückfließen der Extraktionsflüssigkeit.
- Luftfilter für die Anwendung mit gefilterter Luft.
- Bei Verwendung einer Flasche wird die Luft durch einen 0,2-µm-Filter in der Kappe gefiltert, wodurch die Extraktionsflüssigkeit steril bleibt.

Standardisierte Probenahme

Das Endoss Sampling Kit ist so konzipiert, dass der Probenahmeprozess übersichtlich und effizient abläuft.

- Kanäle können schrittweise einzeln beprobt werden.
- Durchschnittliche Probenahmezeit ca 10 Minuten für sechs Kanäle.
- Schläuche und Konnektoren werden vormontiert geliefert.
- Unterstützt international angewendete Probenahmemethoden wie Flush-Suction-Flush (Spülen-Saugen-Spülen) und Flush-Brush-Flush (Spülen-Bürsten-Spülen).

Probenahme pro Kanal

Alle Kanäle einschließlich des Luft-, Wasser- und des JETKanals können einzeln beprobt werden. Die Probenahme pro Kanal ermöglicht es, das mikrobiologische Wachstum pro Kanal separat zu analysieren und mögliche Abweichungen im Endoskop oder im Prozess der Reinigung, Desinfektion und Trocknung zu identifizieren.

Inhalt des Kits

Das Kit enthält alle Komponenten für die Probenahme aus den Endoskopkanälen:

- Schlauchset mit passenden Konnektoren für alle 6 Kanäle
- Rotierender Kanalwähler
- Vormontierte Spritze mit Luftfilter
- Spike / Kappe mit Luftfilter für die sterile Probenahme der Extraktionsflüssigkeit
- Einweg-Kanaltrenner
- Optional: sterile Bürste (Brush) für Flush-Brush-Flush-Probenahmemethoden.

Benötigtes Zubehör

Für die Durchführung von Probenahmen sind je nach Methode und Anforderungen zusätzliche Hilfsmittel erforderlich, wie zum Beispiel:

- Probengefäße
- Sterile Extraktionsflüssigkeiten (Flasche oder Beutel)
- (Sterile) Handschuhe

Wichtigste Eigenschaften

- Steril und einzeln verpackt.
- Probenahme durch eine Person in ca 10 Min.
- Separate Probenahme pro Kanal für insgesamt sechs Kanäle.
- Schrittweise Beprobung über rotierenden Kanalwähler.
- Eine Spritze für die gesamte Probenahme.
- Geschlossenes System für sterile Entnahme der Extraktionsflüssigkeit und gefilterte Luft.
- Geeignet für sterile Extraktionsflüssigkeit aus Flasche oder Beutel.

Sampling Kit Olympus®

Art.-Nr.:	40118
Verpackung:	1 Stück – steril
Bestelleinheit:	Karton mit 10 Stück

Das Sampling Kit ist kein Medizinprodukt. Es ist daher ohne CE-Kennzeichnung und steril verpackt. (Versionen für Pentax und Fujifilm werden für Q4 2026 erwartet).

Bestellhinweise

Bestellungen über order@endoss.nl
Lieferung frei Haus innerhalb der Niederlande.