

PRODUKTE RUND UM DIE ENDOSKOPISCHE PROZEDUR



PRODUKTKATALOG 2026

ENDOSKOPIE

Für einen sicheren und optimalen Ablauf jeder endoskopischen Prozedur bietet ENDOSS ein komplettes Sortiment an hochwertigen Einwegartikeln (Disposables). Diese Produkte unterstützen die Infektionsprävention, erhöhen den Patientenkomfort und tragen zu einer effizienten Arbeitsweise in der Endoskopieabteilung bei.



Single-Use-Biopsieventil Olympus/Fujinon
Für Olympus/Fujinon-Endoskope

ART. NR. 30012
VPE 4x100



Single-Use-Biopsieventil Pentax
Für Pentax-Endoskope

ART. NR. 30016
VPE 4x100



Single-Use-Beißring für Erwachsene
Mit patientenfreundlichem elastischem Textilkopfband

ART. NR. 30025
VPE 4x100



Endoskopie-Untersuchungshose
Mit Öffnung auf der Rückseite und elastischem Bund

ART. NR. 55015
VPE 1x100

PRE-CLEAN KIT

VORREINIGUNG NACH DER ENDOSKOPISCHEN PROZEDUR

Das Pre-Clean Kit von ENDOSS ermöglicht die direkte Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und anderen medizinischen Instrumenten. Die Reinigung am Patientenbett (Bedside-Reinigung) verhindert das Antrocknen von organischem Material und unterstützt eine effektive Wiederaufbereitung.

Das Kit enthält einen vordosierten Reinigungsschwamm mit **Dr. Weigert MediClean Advanced** Konzentrat und einen wiederverschließbaren Beutel mit Füllindikator für 500 ml. Nach Zugabe von Wasser entsteht sofort die richtige Reinigungslösung für einen effizienten und reproduzierbaren Prozess.


Warum das Pre-Clean Kit wählen?

- Hygienisch
- Reproduzierbar
- Direkt nach der Endoskopie einsatzbereit
- Erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter
- Kompakt und einfach anzuwenden
- Geeignet für verschiedene flexible Endoskope und andere Instrumente
- Optimaler erster Schritt der Vorreinigung
- Kompatibilität des Reinigungsmittels **Dr. Weigert MediClean Advanced** Konzentrat

Einfach in 3 Schritten

- 1 **Befüllen** - Wasser bis zur 500-ml-Fülllinie hinzufügen.
- 2 **Aktivieren** - Den vordosierten Reinigungsschwamm einige Male ausdrücken, um das enzymatische Reinigungskonzentrat freizusetzen.
- 3 **Reinigen** - Die Außenseite des Endoskops abwischen und die Lösung gemäß den Herstelleranweisungen durch die Kanäle saugen.

INSTRUCTIONS FOR FLEXIBLE ENDOSCOPES



Anwendung

Geeignet für die direkte Vorreinigung nach der Untersuchung von unter anderem:

- Gastrointestinalen Endoskopen
- Bronchoskopen
- HNO-Endoskopen
- Urologischen Endoskopen
- Gynäkologischen Endoskopen
- Anderen kompatiblen wiederverwendbaren medizinischen Instrumenten

Einsetzbar in der Endoskopie, im OP, in Ambulanzen, auf Pflegestationen und in anderen Pflegeumgebungen, in denen eine Reinigung am Point-of-Use erforderlich ist.

Warum enzymatische Vorreinigung?

Während einer endoskopischen Prozedur verbleiben Blut, Schleim, Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Mikroorganismen im und auf dem Endoskop. Wasser verdünnt diese Verschmutzung, baut sie jedoch nicht aktiv ab. Daher empfehlen internationale Richtlinien wie **ESGE**, **ESGENA** und **SGNA**, direkt nach der Prozedur mit der Bedside-Vorreinigung zu beginnen. Dies reduziert die mikrobielle Belastung, verhindert das Antrocknen von organischem Material und trägt zu einer effektiven Wiederaufbereitung bei.

Die Kraft der enzymatischen Reinigung mit Dr. Weigert

Das Pre-Clean Kit enthält einen vordosierten enzymatischen Reiniger, der hilft, biologische Verschmutzungen abzubauen, bevor sie antrocknen können.


- Proteasen helfen, Proteine abzubauen
- Lipasen helfen, Fette zu lösen
- Amylasen helfen, Kohlenhydratverschmutzungen abzubauen
- Hilft, Verschmutzungen während des Transports feucht zu halten
- Optimaler Anschluss an die Vorreinigung und die maschinelle Reinigung & Desinfektion

Jede Minute zählt

Organisches Material beginnt direkt nach der Prozedur auszutrocknen. Das Pre-Clean Kit aktiviert den Reinigungsprozess sofort am Bett des Patienten. Dank des vordosierten enzymatischen Reinigers werden Proteine, Fette und andere biologische Verschmutzungen gelöst, bevor sie sich an den Kanälen und Oberflächen des Endoskops festsetzen können. Dies unterstützt eine konsistente, reproduzierbare und richtlinienkonforme Point-of-Use-Reinigung.

Merkmale:

- Benutzerfreundliche Reinigungsmethode
- Konsistent und reproduzierbar
- Kompatibel mit allen flexiblen Endoskopen
- Verpackung: 1 vordosierter Reinigungsschwamm mit MediClean Advanced Konzentrat und 1 wiederverschließbarer Beutel mit 500-ml-Füllindikator



Pre-Clean Kit
Mit Reinigungsmittel imprägnierter Schwamm

ART. NR. 80014
VPE 50

REINIGUNGSBÜRSTEN

Bürsten bilden eine zuverlässige, schnelle und effektive Methode für die manuelle Reinigung von Kanälen in flexiblen Endoskopen. Als Teil der Vorreinigung helfen sie, Verschmutzungen zu entfernen, und tragen zu einem optimalen Fortgang des Reinigungs- und Desinfektionsprozesses bei. Während der Reinigung kann der Anwender zudem eventuellen Widerstand, Beschädigungen oder Verstopfungen im Kanal sofort signalisieren. Kein Endoskop ist wie das andere. Deshalb bietet ENDOSS ein breites Sortiment an Bürsten an, abgestimmt auf unterschiedliche Kanaldurchmesser, Kanallängen und Reinigungsmethoden. Dank mehr als 20 Jahren Erfahrung unterstützen unsere Bürsten sowohl gängige als auch international angewendete Arbeitsweisen.

Für jede Anwendung steht eine passende Lösung bereit. Untersuchungen zeigen, dass die Reinigungseffizienz stark von der gewählten Bürste und der Reinigungsmethode abhängt. Daher ist es wichtig, dass der Anwender stets überprüft, welche Bürste für das jeweilige Endoskop und den jeweiligen Kanal geeignet ist.

Unsere „Push & Pull“-Bürsten, die wir bereits 2007 entwickelt haben, liefern das beste Reinigungsergebnis. Zuerst wird eine Standardbürste durch den Kanal geschoben und anschließend wird der lange, absorbierende Schwanz durch den Kanal gezogen.

Wir bieten jedoch auch verschiedene Optionen für das traditionellere Bürsten an, bei dem die Bürste zwei- oder mehrmals im Kanal hin und her bewegt wird.

Für zusätzlichen Schutz sind ENDOSS-Bürsten mit einer schützenden Einführkappe ausgestattet, wodurch das Risiko von Beschädigungen während des Einführens minimiert wird.

BÜRSTEN NACH MAß UND ANWENDUNGEN

Haben Sie Fragen zu den Unterschieden zwischen den Ausführungen, Reinigungsmethoden oder produktspezifischen Varianten aufgrund lokaler Vorschriften? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

Alle unsere Bürsten sind mit einem GS1-Code versehen, einzeln in einer Spenderbox für den hygienischen Gebrauch verpackt und EO-behandelt.



SINGLE BRUSH

Die Single Brush ist mit einer Bürste ausgestattet und wird nach der Einführ- und Rückholmethode verwendet. Die Bürste wird in den Kanal eingeführt und anschließend wieder zurückgezogen, um Verschmutzungen effektiv zu entfernen. Dieser Vorgang wird, abhängig von der Gebrauchsanweisung oder den Richtlinien, mehrmals wiederholt.

Merkmale:

- 5 mm Bürstendurchmesser
- Einfach zu bedienen
- Sowohl zum Durchschieben als auch zum Zurückziehen geeignet




DOUBLE BRUSH

Die Double Brush besitzt an beiden Enden des Drahtes eine Bürste. Hierdurch kann sowohl für die Einführ- als auch für die Rückholphase eine saubere Bürste verwendet werden. Die Bürste eignet sich für die Reinigung vom Ventilgehäuse zum distalen Ende sowie vom Ventilgehäuse zum Anschluss.

Merkmale:

- 5 mm Bürstendurchmesser
- Einfach zu bedienen
- Sowohl zum Durchschieben als auch zum Zurückziehen geeignet




SUPERFINE BRUSH

Sehr feine Bürsten ermöglichen die Reinigung kleinster Kanäle.

Merkmale:

- Geeignet für Kanaldurchmesser zwischen 1,0 und 1,5 mm
- Einzeln verpackt und mit GS1-Code versehen




PUSH & PULL BÜRSTEN

Die Push & Pull Bürsten von ENDOSS wurden bereits 2007 gemeinsam mit einem niederländischen Krankenhaus entwickelt. Das Ziel war eine Bürstenmethode, die nachweislich maximale Reinigung mit nur einer Durchzugsbewegung erzielt. In den fast 20 Jahren, in denen ENDOSS diesen Bürstentyp herstellt, wurden weltweit bereits viele Hunderttausend Endoskope damit vorgerreinigt.

Merkmale:

- Signifikant besseres Reinigungsergebnis LOG4
- In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
- Einmaliges Bürsten reinigt besser als dreimaliges traditionelles Bürsten
- Einzeln verpackt und mit GS1-Code versehen




MULTIPOINT BRUSH

Diese Bürsten sind mit drei Bürstenteilen ausgestattet: an beiden Enden und eines ca. 20 cm vom Ende entfernt. Dies ermöglicht eine bessere Reinigung.

Merkmale:

- Drei Bürsten
- Einfach zu bedienen
- Länge 230 cm




COMBI BRUSH

Die Combi Brush kombiniert eine Kanalbürste und eine Ventilbürste in einem Produkt. Der Griff bietet zusätzlichen Halt beim Zurückziehen, wodurch die Reinigung einfach und effizient durchgeführt werden kann.

Merkmale:

- Griff für zusätzlichen Halt beim Zurückziehen
- Ventil- und Kanalbürste in einem



COMBI KIT

Das Combi Kit kombiniert die Push & Pull Bürste und die 2-Sided Brush für Ventile in einem Set. Da diese Produkte häufig zusammen verwendet werden, bietet das Kit eine praktische Lösung, die für weniger Verpackungsmüll in der Abteilung, eine einfachere Lagerhaltung durch weniger Artikelnummern und ein geringeres Risiko der Wiederverwendung sorgt.

Merkmale:

- Platzersparnis in der Abteilung (weniger Kartons)
- Weniger Bestellnummern
- Geringeres Risiko der Wiederverwendung



VALVES & PORTS BRUSH

Die Valves & Ports Brush wurde speziell für die Reinigung von Ventilöffnungen entwickelt. Dank des Griffs bietet die Bürste zusätzlichen Halt während des Gebrauchs, während die zwei verschiedenen Bürstendurchmesser in einem Produkt eine effiziente Reinigung verschiedener Öffnungen gewährleisten. Die Bürsten sind in einer praktischen Spenderbox für eine einfache Handhabung und Lagerung verpackt.

Merkmale:

- Griff für zusätzlichen Halt
- Zusammen in einer Spenderbox verpackt
- Zwei Bürstendurchmesser in einem



BÜRSTEN-TABELLE

BESCHREIBUNG ART.-NR. VPE	Ø in mm KANALDURCHMESSER	Ø in mm – L in cm DURCHMESSER UND LÄNGE DES DRAHTES	Ø in mm – L in mm DURCHMESSER UND LÄNGE DER BÜRSTE	
SINGLE BRUSH 10010 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 230	Ø 5.0 – L 20	
DOUBLE BRUSH 10020 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 230	Ø 5.0 – L 20	
SUPER FINE 10023 1 X 50	1.2 - 1.8	Ø 1.0 – L 230	Ø 2.0 – L 15	
SUPER FINE 10028 1 X 50	1.0 - 1.5	Ø 0.8 – L 110	Ø 1.5 – L 10	
SUPER FINE 10038 1 X 50	1.0 - 1.5	Ø 0.8 – L 380	Ø 1.5 – L 10	
PUSH & PULL 10030 4 X 100	1.8 - 3.0	Ø 1.5 – L 160	Ø 3.0 – L 20	
PUSH & PULL 10040 4 X 100	1.8 - 3.0	Ø 1.5 – L 120	Ø 3.0 – L 20	
PUSH & PULL 10050 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 160	Ø 5.0 – L 20	
PUSH & PULL 10055 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.7 – L 230	Ø 5.0 – L 30	
MULTI POINT 10056 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.5 – L 230	Ø 4.0 – L 20	
MULTI POINT 10058 4 X 100	3.0 - 6.0	Ø 1.7 – L 230	Ø 6.0 – L 20	

BESCHREIBUNG ART.-NR. VPE	Ø in mm KANALDURCHMESSER	Ø in mm – L in cm DURCHMESSER UND LÄNGE DES DRAHTES	Ø in mm – L in mm DURCHMESSER UND LÄNGE DER BÜRSTE	
COMBI BRUSH 10065 4 X 100	2.0 - 4.5	Ø 1.6 – L 230	Ø 6.0 – L 7	
COMBIKIT 10075 (10055 + 10060) 4 X 100	–	–		
COMBIKIT 10077 (10050 + 10060) 4 X 100	–	–		
VALVE & PORTS BRUSH 10060 4 X 100	–	–	Ø 11.0 – L 35 Ø 5.0 – L 20	

Die aufgeführten Empfehlungen sind Richtwerte und basieren auf allgemeinen Produktspezifikationen. Überprüfen Sie stets, ob die gewählte Bürste für das jeweilige Endoskop und die jeweilige Anwendung geeignet ist. Bürsten dürfen zu jeder Zeit ausschließlich in einem nassen Endoskop verwendet werden. ENDOSS übernimmt keine Haftung für eine falsche Produktwahl oder unsachgemäßen Gebrauch auf Basis dieser Übersicht.

TRANSPORT

KAMERSCHÜTZER

Kamerschützer schützen die empfindliche distale Spitze von Endoskopen und Instrumenten während des Transports, der Lagerung und des Gebrauchs. Dieses Ende enthält empfindliche Komponenten wie Linsen, Lichtleiter und Kanalöffnungen. Beschädigungen an der distalen Spitze können zu kostspieligen Reparaturen und unerwünschten Ausfällen des Endoskops führen.

ENDOSS bietet verschiedene Typen von Kamerschützern an, hergestellt aus unterschiedlichen Materialien und geeignet für verschiedenste Anwendungen. Das schützende Design verhindert den direkten Kontakt mit anderen Oberflächen, wodurch das Risiko von Stoß- und Transportschäden erheblich reduziert wird.

Der Scope Guard bietet den zusätzlichen Vorteil, dass er auch während des Abwischens und der Handhabung des Endoskops verwendet werden kann, wodurch die Spitze während des gesamten Prozesses geschützt bleibt.


Merkmale:

- EO-behandelt (Ethylenoxid) für mikrobiologische Sicherheit während der Lagerung
- Geeignet für nahezu alle gängigen Endoskopgrößen
- Single-Use-Ausführung hilft, das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren



Mesh Protector Small red

ART. NR. 22026
VPE 4x100



Mesh Protector Large blue

ART. NR. 22027
VPE 4x100



Scope Guard Small

Auch zum Abwischen des Endoskops geeignet

ART. NR. 22006
VPE 4x50



Scope Guard Medium

Auch zum Abwischen des Endoskops geeignet

ART. NR. 22007
VPE 4x50



Scope Guard Large

Auch zum Abwischen des Endoskops geeignet

ART. NR. 22008
VPE 4x50

SMILEY-HÜLLEN

Für eine klare visuelle Kennzeichnung von „unrein“ und „rein“ während des Transports und der Lagerung bietet ENDOSS Smiley-Hüllen in verschiedenen Abmessungen an. Die Hüllen sind für verschiedene Transportwannen geeignet und machen den Status des Inhalts sofort erkennbar. Dank des Smiley-Aufdrucks auf allen Seiten sind die Hüllen aus jeder Position gut sichtbar, was zu einem sicheren und übersichtlichen Logistik-Workflow beiträgt.

Die Smiley-Hüllen sind für mikrobiologische Sicherheit während der Lagerung EO-behandelt (Ethylenoxid), in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einmalgebrauch konzipiert. Hierdurch wird nicht nur der Logistikprozess vereinfacht, sondern auch das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert.

Merkmale:

- EO-behandelt
- Verschiedene Größen erhältlich
- Smileys auf allen Seiten



SMILEY-HÜLLEN-TABELLE

ART. NR.	TRANSPORTWANNE ABMESSUNG IN CM	VPE	
22011	51X51	66X50	
22013	30X40	4X50	
22014	60X40	4X50	
22015	57X54	1X300	
22016	43X55	1X300	
22017	52X42	4X50	

MIKROBIOLOGISCHE PROBENAHME

ENDOSS SAMPLING KIT FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE

Das ENDOSS Sampling Kit ist eine sterile Single-Use-Lösung für die zuverlässige mikrobiologische Probenahme bei flexiblen Endoskopen. Dank des geschlossenen Systems, des rotierenden Kanalselektors und der Möglichkeit, sechs Kanäle separat zu beproben, unterstützt das Kit eine standardisierte, sichere und reproduzierbare Arbeitsweise. Das Kit ist benutzerfreundlich, von einer einzelnen Person anwendbar und für die am häufigsten verwendeten flexiblen Olympus®-Endoskope geeignet.




Sampling Kit
Olympus®

ART. NR. 40118
VPE 10x1

STERILE BÜRSTE

Die Sterile Sampling Brush ist eine sterile Single-Use-Bürste für die mikrobiologische Probenahme aus Endoskopkanälen. Geeignet für die Anwendung im Rahmen der Flush-Brush-Flush-Probenahmemethode, bei der der Kanal mechanisch gebürstet wird, um Mikroorganismen und Rückstände für Kulturen effektiv freizusetzen. Unterstützt eine zuverlässige und standardisierte mikrobiologische Kontrolle flexibler Endoskope.



NON-MD Sterile brush for sampling
Olympus®

ART. NR. 40110
VPE 4x100

SURROGAT-ENDOSKOP

Eine innovative Lösung für die standardisierte Validierung und periodische Qualitätskontrolle von Endoskop-Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG). Das Surrogat-Endoskop unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei der objektiven Bewertung und Sicherung der Leistung des Wiederaufbereitungsprozesses.
Demnächst verfügbar.

ÜBER ENDOSS B.V.


ENDOSS is een führender niederländischer Hersteller & Distributor von Medizinprodukten, spezialisiert auf flexible Endoskopie, Patientensicherheit und Infektionsprävention. Seit 2008 liefern wir unsere hochwertigen Produkte an Krankenhäuser, Kliniken und Praxen weltweit.

ENDOSS steht für zuverlässig, sicher, benutzerfreundlich und innovativ.

Alle Produkte werden unter einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485:2016 hergestellt und erfüllen, wo zutreffend, die Anforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) und tragen eine CE-Kennzeichnung. Für Anwendungen, für die zusätzliche Vorschriften gelten, einschließlich FDA-Anforderungen, beraten wir Sie gerne über die verfügbaren Möglichkeiten.

Fragen zu unseren Produkten oder Interesse an einem Muster? Wenden Sie sich bitte an unsere Expertin für Medizinprodukte, Inge van Zundert, unter info@endoss.nl. Sie hilft Ihnen gerne weiter.

HIER FINDEN SIE UNSERE WELTWEITEN VERTRIEBSPARTNER



ENDOSS B.V.

Ambachtsweg 4 | 4854 MK Bavel | Die Niederlande
www.endoss.nl | www.endoss-medical.com

CUSTOMER SERVICE

+31 (0)76-303 0343
order@endoss.nl

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

+31 (0)76 - 53 09 268
info@endoss.nl